

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd225/Ifitm1 Humano Para Fc (Intracelular) - P13164

Número de artículo: CM0009556

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo conjugado con dirigido contra CD225/IFITM1 humano para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigación antiviral y oncológica; reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD225/IFITM1 humano
Observaciones/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Especie	Humana
ID del gen	8519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia de los aminoácidos 1-80 de CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13164
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo