


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 Humano Para Fc - Q15762

Número de artículo: CM0012437



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD226/DNAM-1 humano, un receptor coestimulador en células T y NK. Validado para citometría de flujo; ideal para estudiar la adhesión de células inmunitarias, la citotoxicidad y la señalización de los linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD226/DNAM-1 humano
Observaciones/Sinónimos	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10666
ID del gen	10666
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-247 de CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q15762
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo