


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 Humano Mab - Q15762

Número de artículo: CM0007960



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD226/DNAM-1 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la adhesión de células inmunes, la citotoxicidad de células NK y T, y la inmunovigilancia tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD226/DNAM-1 humano mAb
Observaciones/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10666
ID del Gen	10666
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-247 del CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo