


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd226/Dnam-1 Para Citometría De Flujo - Q15762

Número de artículo: CM0007986



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alto rendimiento dirigido contra CD226/DNAM-1 humano, validado para citometría de flujo. Herramienta esencial para el estudio de la citotoxicidad mediada por células NK y T en investigación de inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD226/DNAM-1 mAb
Observaciones/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-247 del CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo