

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd228/Mfi2 Humano Para Citometría De Flujo - P08582

Número de artículo: CM0012084



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD228/MFI2 humano (melanotransferrina) conjugado con para citometría de flujo. Detecta una proteína de 32/80 kDa en muestras humanas. Ideal para investigaciones sobre melanoma, tejido fetal y transporte de hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD228/MFI2 humano
Observaciones/Sinónimos	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humana
GeneID (humano)	4241
GeneID	4241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-708 de CD228/MFI2 humano (NP_005920.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08582
Peso de la proteína	32 kDa/80 kDa
Envío	Bolsa de hielo