

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd228/Mfi2 Humano Para Citometría De Flujo - P08582

Número de artículo: CM0011127



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD228/Melanotransferrina humana (MFI2). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de melanoma y metabolismo del hierro. Reacciona de forma cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD228/MFI2
Observaciones/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4241
ID del gen	4241
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-708 de CD228/MFI2 humano (NP_005920.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso de la proteína	32kDa/80kDa
Envío	Bolsa de hielo