

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd228/Mfi2 Humano Para Citometría De Flujo - P08582

Número de artículo: CM0008363



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD228/MFI2 humano (melanotransferrina, p97) para citometría de flujo. Reconozca un antígeno asociado al melanoma y un transportador de hierro; es adecuado para muestras humanas. P08582.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD228/MFI2 humano
Observaciones/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-708 de la proteína humana CD228/MFI2 (NP_005920.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso de la proteína	32kDa/80kDa
Envío	Bolsa de hielo