


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0008434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD235a/Glicoforina A humana. Validado para citometría de flujo, reacciona con muestras humanas. Principal proteína de la membrana eritrocitaria y antígeno del grupo sanguíneo MN. Ideal para investigaciones sanguíneas y estudios de enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD235a/Glicoforina A
Observaciones/Sinónimos	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Especie	Humana
GeneID (humano)	2993
GeneID	2993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-91 de CD235a humana (NP_002090.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso de la proteína	13 kDa/16 kDa
Envío	Bolsa de hielo