


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0008475



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la CD235a/Glicoforina A humana para citometría de flujo. Validado en muestras humanas. Principal proteína de membrana de eritrocitos con antígenos del grupo sanguíneo MN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD235a/Glicoforina A
Observaciones/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPERik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2993
ID de Gen	2993
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso Proteico	13kDa/16kDa
Envío	Bolsa de hielo