


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd235A/Glicoforina A Humana Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0011533



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con dirigido contra CD235a/Glicoforina A humana (GYPA) para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas; adecuado para la investigación de la membrana eritrocitaria y los antígenos de grupos sanguíneos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD235a/Glicoforina A humana
Observaciones/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E rik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Especie	Humana
GeneID (humano)	2993
GeneID	2993
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-91 de la CD235a/Glicoforina A humana (NP_002090.4))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso de la proteína	13 kDa/16 kDa
Envío	Bolsa de hielo