


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd235A/Glicoforina A Humana Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0005385



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para Glicoforina A humana (CD235a), validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de membrana de eritrocitos, estudios de antígenos de grupos sanguíneos y ensayos de interacción huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD235a/Glicoforina A humana
Observaciones/Alias	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GPErik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
Especie	Humana
ID del gen	2993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 20-91 de CD235a/Glicoforina A humana (NP_002090.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso de la proteína	13kDa/16kDa
Envío	Bolsa de hielo