

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd239/Bcam Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P50895

Número de artículo: CM0009370



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD239/BCAM humano. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona específicamente con CD239 humano, una molécula de adhesión celular de 67 kDa implicada en la unión a laminina y la migración celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD239/BCAM humano conjugado con                                                                                      |
| Observaciones/alias | BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molécula de adhesión de células basales                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 4059                                                                                                                                    |
| GeneID              | 4059                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | P50895                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 67 kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |