

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd239/Bcam Humano Para Citometría De Flujo - P50895

Número de artículo: CM0008091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD239/BCAM humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión y migración celular, así como el antígeno del grupo sanguíneo Lutheran, en investigaciones oncológicas e inmunológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD239/BCAM humano
Observaciones/Alias	BCAM
Especie	Humana
GeneID (humano)	4059
GeneID	4059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P50895
Peso molecular de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo