

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd24 Humano Para If/Icc, Fc - P25063

Número de artículo: CM0005305

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el CD24 humano, conjugado directamente con . Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Se dirige a una glicoproteína anclada a GPI que regula la activación de células B y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD24 humano
Observaciones/Alias	CD24A; CD24
Especie	Humano
ID del Gen	100133941
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD24 humano (NP_037362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Molecular de la Proteína	8kDa; 13kDa
Envío	Bolsa de hielo