

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd24 Humano Para Fc - P25063

Número de artículo: CM0008637

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD24 humano conjugado con para citometría de flujo. Validado para FC, reconoce el CD24 humano involucrado en la activación de linfocitos B y la diferenciación celular. Peso proteico de 8kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD24
Observaciones/Alias	CD24A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	100133941
GenelD	100133941
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del CD24 humano (NP_037362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo