

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd244/2B4 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0009571

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD244/2B4 (SLAMF4) humano para citometría de flujo. Específico para subpoblaciones de células asesinas naturales y células T; validado en muestras humanas. Ideal para perfiles de células inmunitarias y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD244/2B4 humano
Observaciones/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51744
GeneID	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 22-221 de CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso de la proteína	30kDa/36kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo