

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd244/2B4 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0010537

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD244/2B4 humano, probado para citometría de flujo. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 22-221). Reconoce el receptor de las células NK, útil para la investigación de la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD244/2B4 humano
Observaciones/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Especie	Humana
ID génico (humano)	51744
ID génico	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-221 de CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BZW8
Peso de la proteína	30 kDa/36 kDa/41 kDa
Envío	Bolsa de hielo