

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd261/Trail-R1 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - O00220

Número de artículo: CM0010389



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD261/TRAIL-R1 humano (TNFRSF10A, DR4). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Reacciona con humano. Ideal para estudiar la apoptosis inducida por TRAIL y la activación de NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD261/TRAIL-R1 humano
Observaciones/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; miembro 10a de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
ID del Gen	8797 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 del CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo