


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd261/Trail-R1 Humano Para Citometría De Flujo - 000220

Número de artículo: CM0010827



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad contra CD261/TRAIL-R1 humano (TNFRSF10A) para citometría de flujo. Diseñado específicamente para aplicaciones de FC, este anticuerpo se dirige al receptor de muerte TRAIL-R1, permitiendo una detección fiable de las vías apoptóticas en células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD261/TRAIL-R1 humano
Observaciones/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Miembro 10a de la superfamilia de receptores de TNF
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	8797
ID del gen	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O00220
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo