

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd261/Trail-R1 Humano Para Citometría De Flujo - 000220

Número de artículo: CM0010119



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD261/TRAIL-R1 (DR4) humano, validado para citometría de flujo. Reacciona con TRAIL-R1 humano; peso molecular de aproximadamente 50 kDa. Adecuado para la investigación de la apoptosis y la señalización de TRAIL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD261/TRAIL-R1 humano
Observaciones/sinónimos	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; miembro 10a de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
ID del gen	8797
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	000220
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo