


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Humano Para Fc - O14763

Número de artículo: CM0006020



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD262/DR5/TRAILR2 humano es un anticuerpo conjugado con fluoróforo para la detección mediante citometría de flujo (FC) del receptor 2 de TRAIL humano (DR5), un mediador clave de la apoptosis. Derivado de conejo, se dirige a los aminoácidos 56-182.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD262/DR5/TRAILR2 humano
Observaciones/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; miembro 10b de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
GeneID (humano)	8795
GeneID	8795
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-182 de CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso de la proteína	12 kDa/45 kDa/47 kDa
Envío	Bolsa de hielo