


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd262/Dr5/Trailr2 Para Citometría De Flujo - 014763

Número de artículo: CM0008217



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD262/DR5/TRAILR2 humano (TNFRSF10B). Diseñado para citometría de flujo para detectar la expresión del receptor 2 de TRAIL y la señalización de apoptosis. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD262/DR5/TRAILR2
Observaciones/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; miembro 10b de la superfamilia de receptores de TNF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-182 de CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso proteico	12kDa/45kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo