

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd263/Trail-R3 Mab - O14798

Número de artículo: CM0012034

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD263/TRAIL-R3 humano, un receptor señuelo para TRAIL. Adecuado para citometría de flujo, permitiendo el análisis de la regulación de la apoptosis en muestras normales y tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD263/TRAIL-R3 mAb
Observaciones/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; Miembro 10c de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
GeneID (humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-235 del CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo