

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd263/Trail-R3 Para Citometría De Flujo - O14798

Número de artículo: CM0012133

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD263/TRAIL-R3 humano (TNFRSF10C), un receptor señuelo que inhibe la apoptosis inducida por TRAIL. Validado para citometría de flujo, ideal para investigaciones de apoptosis e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD263/TRAIL-R3 mAb
Observaciones/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; miembro 10c de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral
Especie	humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-235 del CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo