

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd26/Dpp4 Humano Para Citometría De Flujo - P27487

Número de artículo: CM0004425



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD26/DPP4 humano para citometría de flujo. Reconoce el CD26 humano, un antígeno de activación de células T y la dipeptidil peptidasa IV implicada en la regulación inmune y la adhesión celular. Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante, UniProt P27487.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD26/DPP4 humano                                                                                  |
| Observaciones/Alias | CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 1803                                                                                                                                   |
| GeneID              | 1803                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-766 del CD26/DPP4 humano (NP_001926.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS               | P27487                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |