

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd26/Dpp4 Humano Para Citometría De Flujo - P27487

Número de artículo: CM0005478



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD26/DPP4 humano. Validado para citometría de flujo. Adecuado para la activación de células T, estudios de dipeptidil peptidasa e investigación del receptor del MERS-CoV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD26/DPP4 humano
Observaciones/Alias	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; dipeptidil peptidasa 4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-766 del CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo