

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Humano Para Fc - P26842

Número de artículo: CM0010817



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD27 humano (TNFRSF7), validado para citometría de flujo (FC). El CD27 es un receptor coestimulador de punto de control inmunitario expresado en células T, células NK y células B, involucrado en la activación y memoria de células T. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 humano                                                                                  |
| Observaciones/Alias | T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 939                                                                                                                               |
| GeneID              | 939                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 del CD27 humano (NP_001233.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P26842                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 29kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |