

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Humano Para Fc - P26842

Número de artículo: CM0009753



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD27 humano (TNFRSF7) para citometría de flujo. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 21-192). Adecuado para estudios de células T, células B y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 humano
Observaciones/alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Humana
ID génico (humano)	939
ID génico	939
Inmunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 21-192 de CD27 humano)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P26842
Peso proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo