

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Humano Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0012466



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD27 humano, validado para citometría de flujo. Receptor coestimulador implicado en la activación de linfocitos T; adecuado para investigación en inmunooncología. - P26842

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 humano
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	939
GeneID	939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 de la proteína CD27 humana (NP_001233.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo