

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Humano Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0011684



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD27 humano (conjugado) validado para citometría de flujo. Detecta CD27/TNFRSF7, un receptor inmunitario coestimulador presente en células T, NK y B. Presenta reactividad cruzada con CD27 humano. Inmunógeno: CD27 humano recombinante (aa 21-192).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 humano
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	939
GeneID	939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 de CD27 humano (NP_001233.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo