

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd270/Hvem Humano Para Citometría De Flujo - Q92956

Número de artículo: CM0012688



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ABflo 488 contra CD270/HVEM humano para citometría de flujo. Dirigido contra TNFRSF14 en células B, células T y monocitos; útil para investigaciones en inmunología, enfermedades infecciosas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD270/HVEM humano
Observaciones/alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; miembro 14 de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humana
GeneID (humano)	8764
GeneID	8764
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-162 de CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92956
Peso proteico	21kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo