

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd270/Hvem Para Citometría De Flujo - Q92956

Número de artículo: CM0005704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD270/HVEM humano (TNFRSF14), conjugado con . Validado para citometría de flujo. Se dirige al miembro 14 de la superfamilia de receptores del TNF, involucrado en la señalización de células inmunitarias, la entrada del herpesvirus y la regulación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD270/HVEM
Observaciones/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Miembro 14 de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8764
GeneID	8764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-162 del CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso proteico	21kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo