

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd271/Ngfr Para Citometría De Flujo - P08138

Número de artículo: CM0005455



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD271/NGFR (p75NTR) humano. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Permite el estudio de la señalización de neurotrofinas, la supervivencia celular y la diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD271/NGFR
Observaciones/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Especie	Humano
ID de Gen	4804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-250 del CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso proteico	35kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo