

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd273/Pd-L2 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Bq51

Número de artículo: CM0011814



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra PD-L2/CD273 humano. Validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la regulación de los puntos de control inmunitario y la inhibición de las células T en investigaciones sobre cáncer y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD273/PD-L2 humano
Observaciones/alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	80380
ID del gen	80380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-219 de CD273/PD-L2 humano (NP_079515.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BQ51
Peso de la proteína	21kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo