

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd273/Pd-L2 Para Citometría De Flujo - Q9Bq51

Número de artículo: CM0008144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD273/PD-L2 humano, diseñado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de vías de puntos de control inmunitario y la regulación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD273/PD-L2 mAb
Observaciones/Alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Especie	Humano
ID de gen	80380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-219 de CD273/PD-L2 humano (NP_079515.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BQ51
Peso proteico	21kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo