


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd28 Humano Para Fc - P10747

Número de artículo: CM0012036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD28 humano (Tp44), diseñado para citometría de flujo. Este anticuerpo se dirige a la glicoproteína de superficie CD28 específica de linfocitos T, permitiendo estudios sobre activación, proliferación y regulación inmune de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD28 humano
Observaciones/Alias	Tp44
Especie	Humano
GeneID (humano)	940
GeneID	940
Inmunógeno	Proteína recombinante de longitud completa de CD28 humano (P10747)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo