


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd28 Humano Para Citometría De Flujo Y Estimulación De Linfocitos T - P10747

Número de artículo: CM0010975



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD28 humano (Tp44), un receptor coestimulador de linfocitos T. Adecuado para citometría de flujo y estimulación/activación de linfocitos T in vitro. Ideal para investigación en inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD28 humano
Observaciones/Alias	Tp44
Especie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD28 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, estimulación/activación de linfocitos T in vitro
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo