


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd28 Humano Para Citometría De Flujo - P10747

Número de artículo: CM0005036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD28 humano conjugado con de alta calidad (clon Tp44), validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de activación de linfocitos T y puntos de control inmunitarios. Swiss-Prot: P10747.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD28 humano
Observaciones/Alias	Tp44
Especie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Inmunógeno	Proteína recombinante de longitud completa de CD28 humano (P10747)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo