


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd298/Atp1B3 Para Fc - P54709

Número de artículo: CM0009067



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD298/ATP1B3 humano, validado para citometría de flujo. Se dirige a la subunidad beta-3 de la ATPasa transportadora de sodio/potasio, ideal para la tinción de la superficie celular en aplicaciones de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD298/ATP1B3
Observaciones/Alias	CD298; ATPB-3
Especie	Humano
GeneID (humano)	483
GeneID	483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-279 de CD298/ATP1B3 humano (NP_001670.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P54709
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo