


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd298/Atp1B3 Humano Conjugado Con Para Fc - P54709

Número de artículo: CM0008996



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que reconoce específicamente la subunidad beta-3 no catalítica CD298/ATP1B3 de la ATPasa de transporte de sodio/potasio humana. Adecuado para citometría de flujo (FC) con inmunógeno recombinante y reactividad cruzada validada en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD298/ATP1B3 humano conjugado con
Observaciones/Alias	CD298; ATPB-3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	483
ID del Gen	483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-279 de CD298/ATP1B3 humano (NP_001670.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P54709
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo