


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd30 Humano Para Fc - P28908

Número de artículo: CM0010436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD30 humano (Ki-1) para citometría de flujo. Reconoce al miembro de 50-63 kDa de la superfamilia de receptores del TNF implicado en la activación de los linfocitos. Validado para la reactividad cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD30 humano
Observaciones/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humano
GeneID (humano)	943
GeneID	943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 de CD30 humano (NP_001234.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso de la proteína	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Envío	Bolsa de hielo