


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd30 Humano Para Citometría De Flujo - P28908

Número de artículo: CM0009893



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD30 humano (TNFRSF8, Ki-1). Reconoce el dominio extracelular (aa 19-379). Para la detección de células CD30+ mediante citometría de flujo. Reactividad: humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD30 humano
Observaciones/alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humana
ID del gen (humano)	943
ID del gen	943
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 del CD30 humano (NP_001234.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P28908
Peso de la proteína	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Envío	Bolsa de hielo