

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd300A Conjugado Para Citometría De Flujo - Q9Ugn4

Número de artículo: CM0008107



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD300a humano (CMRF35H, IRp60), validado para citometría de flujo. Detecta el receptor inhibidor en células NK, células T y mastocitos. UniProt: Q9UGN4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb conejo anti-Humano CD300a
Observaciones/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11314
ID del Gen	11314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-178 del CD300a humano (NP_009192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4
Peso Proteico	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Envío	Bolsa de hielo