

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300A/C Humano Para Citometría De Flujo - Q9Ugn4/Q08708

Número de artículo: CM0009989



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD300a/c humano, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de receptores inhibidores inmunes en células NK, linfocitos T y otros leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD300 a/c humano
Notas/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Especie	Humano
ID de gen	11314/10871 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-178 de CD300a humano (NP_009192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso de proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo