


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd300C Para If/Icc, Fc - Q08708

Número de artículo: CM0011872



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD300c conjugado con , validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Detecta CD300c, un receptor inmune de membrana celular expresado en monocitos, neutrófilos y subconjuntos de linfocitos. Para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD300c
Observaciones/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10871
GeneID	10871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-183 del CD300C humano (NP_006669.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo