


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd300C Conjugado Con Para If/Icc, Fc - Q08708

Número de artículo: CM0006062



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la molécula humana CD300c (molécula similar a CMRF35 6), conjugado con . Adecuado para IF/ICC y FC. Peso molecular del objetivo: 25 kDa. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD300c conjugado con
Observaciones/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-183 de CD300C humano (NP_006669.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo