


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300C Humano Para If/Icc, Fc - Q08708

Número de artículo: CM0004932



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD300c humano (molécula tipo CMRF35 6). Validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Reacciona con humano. Adecuado para la investigación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD300c humano
Observaciones/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-183 de CD300C humano (NP_006669.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo