


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Fc - Q8Tdq1

Número de artículo: CM0008719



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD300F/IREM-1 conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al receptor inhibitorio en células mieloides; interviene en eferocitosis y regulación inmune. Validado en humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD300F/IREM-1
Observaciones/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécula similar a CMRF35 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	146722
GeneID	146722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envío	Bolsa con hielo