

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300F/Irem-1 Humano Para Fc - Q8Tdq1

Número de artículo: CM0005706



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con listo para usar, dirigido contra el CD300F/IREM-1 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para detectar el receptor inhibidor en células mieloides, estudiar la eferocitosis y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD300F/IREM-1 humano
Observaciones/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; Molécula similar a CMRF35 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	146722
GeneID	146722
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo