


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300F/Irem-1 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Tdq1

Número de artículo: CM0011478



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD300F/IREM-1 humano (molécula 1 tipo CMRF35), validado para citometría de flujo. Este receptor inhibidor regula la función de las células mieloides, la eferocitosis y las respuestas alérgicas. Ideal para estudios de perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD300F/IREM-1 humano
Observaciones/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	146722
GeneID	146722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 de CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso de la proteína	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo